



Externer Ziffernblock



Nach einem Batteriewechsel bitte den Ein-/Ausmacher kurz drücken bis die Status LED grün leuchtet. Sobald die LED wieder erlischt kann die Tastatur benutzt werden.

Standardtastatur



PA-Konzepte Befundelemente

	Blutungselemente für Ober- und Unterkiefer
	Plaqueelemente für Ober- und Unterkiefer
	Suppurationselemente für Ober- und Unterkiefer
	Furkationsgrade von 0 bis 3
	Mobilitätsgrade von 0 bis 3
	Vitalität, keine Vitalität
	Zahnprognoseelemente: grün, gelb, rot, nicht definierte Parameter
	CIST-Analyse: (A), A, B, C, C mit Knochenverlustabfrage, D, nicht definierte Parameter
	OP-Empfehlungselemente: Zahnreinigung, UPT, Operation, nicht definierte Parameter

Werkzeugleiste Befundmodi

		01-Befund
		Kombinierter TST- und Rezessionsmodus
		Taschensondierungstiefenmodus
		Blutungs- und Suppurationsmodus
		Rezessionsmodus
		Plaquemodus
		Furkationsmodus
		Mobilitätsmodus
		Vitalitätsmodus